



### Aiguille Becton Dickinson Microlance 3 intramusculaire sous cutanée intraveineuse

Spécial vaccination : Aiguilles 21G, 23G, 25G

Triple biseau pour haute qualité de pénétration.

Atraumatique grâce à une paroi ultra fine. Pour tous types d'injection : intramusculaire, sous cutanée, intraveineuse, prélèvement, trocart,...

- Aiguille en acier inoxydable.
- S'adapte au Cône Luer et Luer Lock.
- Embase translucide permettant de visualiser le passage du liquide.
- *L'utilisation intra-oculaire n'est pas validée par le fabricant.*

#### **Info pratique sur la gauge et taille de l'aiguille:**

La gauge d'une aiguille correspondant au diamètre de l'aiguille.  
Plus la gauge est grande, plus le diamètre de l'aiguille est petit (aiguille fine).

Embases couleurs standards ISO selon longueur et diamètre.

Emballage individuel stérile.  
Stérilisation Oxyde Ethylène. Validité 5 ans.

Conditionnement par boîte de 100 aiguilles hypodermiques.

Matériel médical CE.

*Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.*