

FICHE TECHNIQUE

Microperfuseurs avec adaptateur pour prélèvement, Boîte de 50 - Helpha

Large ailette avec grip antidérapant pour une bonne prise en main.

Modèle disponible en 21G, 22G et 23G.

Unité de prélèvement à ailette comprenant :

- Un microperfuseur avec ailette,
- Une tubulure courte, souple, de longueur 19 cm,
- Un adaptateur pour prise de sang monté sur la tubulure.

Conditionnés sous pochette individuelle stérile.
Vendu par boîte de 50 unités.

Matériel médical CE.

Ne pas utiliser en cas de dommages constatés sur l'emballage ou le produit.

Pour une prise de sang avec un confort optimale

